

Návod ke klávesnici BigKeys Plus

- Klávesnice BigKeys je určena uživatelům, kteří mají problémy s jemnou motorikou a psaní na normální klávesnici jim nevyhovuje
- Klávesy jsou velké a dobře viditelné: 2,5 x 2,5 cm; jejich počet je menší než na klávesnici BigKeys LX a klávesnice je tedy vhodná pro uživatele, kterým klávesnice LX nevyhovuje
- Klávesnice nevyžaduje instalaci, pouze ji připojíte k počítači

Instalace a údržba

Instalace: Vypněte počítač. Připojte klávesnici k počítači (do konektoru PS2 nebo s využitím dodávaného adaptéru do portu USB). Zapněte počítač.

Pozn.: Klávesnici můžete používat s paralelně připojenou standardní klávesnicí.

Údržba: Udržujte klávesnici v čistotě, nepolijte ji tekutinou.

Klávesové kombinace

Klávesnice BigKeys má menší počet kláves než standardní počítačová klávesnice, proto musíte některé klávesy simulovat kombinací s jinou klávesou:

Klávesa na standardní klávesnici	Kombinace na klávesnici BigKeys
Shift	Mezerník
Velké písmeno	Mezerník + písmeno nebo zapnout CAPSLOCK a píšete velká
Backspace	Mezerník + levá kurzorová šipka

Kombinace v pravém sloupci tabulky znamenají, že stisknete a podržíte první uvedenou klávesu a pak k ní dotisknete druhou klávesu v kombinaci a obě klávesy uvolníte.

V systému Windows si nastavíte dvě české klávesnice: česká (qwertz) a česká (programátorská). Potom pro klávesnici „česká (programátorská)“ platí

Klávesa na standardní klávesnici	Kombinace na klávesnici BigKeys
+	Mezerník + šipka nahoru
-	Mezerník + šipka dolů
=	Mezerník + pravá šipka

a horní řada kláves je: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a s mezerníkem ! “ , . ‘ @ : * ? /

Pro klávesnici česká (qwertz) pak je

Klávesa na standardní klávesnici	Kombinace na klávesnici BigKeys
Háček (pro psaní ě, ť, ň)	Mezerník + šipka nahoru
Čárka (pro psaní ó)	Mezerník + pravá šipka

a horní řada kláves je: + ě š č ř ž ý á í é a s mezerníkem 1 2 , . § ! " 8 _ -

Když klávesnici „česká (qwertz)“ přiřadíte rychlou kombinaci CTRL + SHIFT + 1 a klávesnici „česká (programátorská)“ kombinaci CTRL + SHIFT + 2, můžete mezi oběma rozloženými přepínat z klávesnice BigKeys Plus takto

česká (qwertz)	CTRL + mezerník + 1 nebo zapnout CAPSLOCK a stisknout CTRL + 1
česká (programátorská)	CTRL + mezerník + 2 nebo zapnout CAPSLOCK a stisknout CTRL + 2

Pozn.: Klávesnice nastavíte z nabídky Start > Nastavení > Ovl.panely > Místní a jazykové nastavení, zvolíte dialog na kartě Jazyky a odklepnete tlačítko PODROBNOSTI. Stisknete tlačítko PŘIDAT a ze seznamu vyberete přidávanou klávesnici „česká (programátorská)“. Pod tlačítkem NASTAVENÍ KLÁVES pak přiřadíte oběma klávesám výše uvedenou rychlou kombinaci CTRL+SHIFT+1 nebo 2.

Uspořádání ABC.. nebo QWERTZ..

Můžete si zvolit uspořádání kláves na klávesnici ABC nebo QWERTZ (viz obr.) podle toho, které Vám lépe vyhovuje. Otočte klávesnici a na zadní straně vlevo uprostřed je přepínač pro změnu uspořádání kláves. Přepínač posuňte tužkou nebo sponkou. Režim QWERTZ je zapnutý v poloze přepínače nahoru, režim ABC v poloze dolů. Po přepnutí musíte změnit fyzické rozložení kláves: o změnu požádejte svého prodejce, jinak riskujete, že klávesu rozlomíte.

Pozn.: Nedoporučujeme měnit fyzické rozložení kláves více než jedenkrát.

Doplňkové vybavení

Ke klávesnici je možné dokoupit plexisklový kryt s otvory pro každou klávesu. Takový kryt je vhodný pro uživatele, který nedokáže usměrnit pohyb ruky a prstu na konkrétní klávesu: kryt ulehčuje navedení prstu a stisk správné klávesy.

Pro připojení klávesnice nebo klávesnic můžete zakoupit PS2 a USB redukce nebo rozbočovače.

Značka shody

Výrobek nese značku shody CE a FCC (třída B, část 15).



Moderní kompenzační pomůcky: SPEKTRA v.d.n., Zátišská 915/1, 143 00 Praha 4
tel. 241774674-5, GSM 731522864, info@spektra.eu, www.spektra.eu