

# Compact<sup>mini</sup>

## Uživatelská příručka

OPN: UDC-02032 Version 1.3  
© 2009 Optelec, Nizozemsko  
Všechna práva vyhrazena



Optelec

P.O. Box 399

2990 AJ Barendrecht

The Netherlands

Tel.: +31 (0)88 678 34 44

E-mail: [info@optelec.nl](mailto:info@optelec.nl)

Internet: [www.optelec.com](http://www.optelec.com)

## Obsah

1. Úvodem.....	3
Obsah dodávky .....	3
2. Seznamte se s lupou Compact <sup>mini</sup> .....	4
Horní strana lupy.....	4
Přední strana lupy.....	5
Zadní strana lupy .....	5
Pravá strana lupy .....	6
Spodní strana lupy .....	6
3. Začínáme .....	7
Zapnutí a vypnutí přístroje .....	7
Zvětšování .....	7
Volba režimu čtení (prohlížení) .....	7
Momentka .....	8
Psaní.....	8
Čtení na výklopném stojánku .....	8
4. Napájení.....	9
Dobíjení.....	9
Funkce automatického vypnutí .....	9
Dodatek A: Bezpečnostní pokyny .....	10
Dodatek B: Technické údaje .....	11
Dodatek C: Prohlášení o shodě .....	12

## 1. Úvodem

Blahopřejeme k zakoupení přístroje Compact<sup>mini</sup>, kvalitní kapesní kamerové lupy výrobce Optelec. Tato lupa zvětšuje předlohy až 11krát na obrazovce s úhlopříčkou 3,5". Lupa Compact<sup>mini</sup> má velmi jednoduché a pohodlné ovládání a je určená ke každodennímu používání všude, kde se pohybujete.

Pokud máte k tomuto výrobku nějaké dotazy nebo připomínky, obraťte se prosím s nimi na svého prodejce nebo na výrobce Optelec, kontaktní údaje najdete vzadu v této příručce. Děkujeme za vaše náměty a přejeme příjemnou práci s lupou Compact<sup>mini</sup>.

### O této příručce

V příručce se seznámíte se základními vlastnostmi a s ovládáním přístroje Compact<sup>mini</sup>. Přečtěte si prosím tuto příručku pečlivě dříve, než začnete s lupou pracovat.

### Obsah dodávky

Dodávka lupy Compact<sup>mini</sup> obsahuje:


- Kapesní kamerovou lupu Compact<sup>mini</sup>
- Odnímatelné poutko na zápěstí
- Ochranné pouzdro
- Napájecí kabel se síťovým adaptérem a redukcí (EU, UK, US, AUS)
- Uživatelskou příručku

Pokud některá položka v dodávce chybí, obraťte se prosím na svého prodejce.


## 2. Seznamte se s lupou Compact<sup>mini</sup>

Orientujte lupu před sebou tak, že obrazovka je otočena směrem vzhůru a logo výrobce Optelec je na horní části obrazovky.

### Horní strana lupy




## Přední strana lupy



**Režimy** Stisky kolečka cyklicky přepínáte pět režimů prohlížení

**Zvětšování** Otáčením kolečka měníte zvětšení

## Zadní strana lupy



**Spoušť** Stiskem spouště dočasně pořídíte snímek vzdálenějšího textu nebo obrázku, který si pak dáte před oči a pořádně prohlédnete

## Pravá strana lupy




**HI.vypínač** Podržením oranžového tlačítka asi 1 sec lupu zapnete nebo vypnete  
**DC IN 5V jack** Sem připojíte kabel síť.adaptéru. Použijte jenom dodávaný adaptér

## Spodní strana lupy

**Kamera** Kamera s automatickým zaostřováním, která je umístěna uprostřed spodní strany. Čtení nebo psaní je tak velmi pohodlné.

**Stojánek** Optimální kvality obrazu docílíte při čtení s lupou na vyklopeném stojánku.



### 3. Začínáme

#### Zapnutí a vypnutí přístroje

Lupu zapnete resp. vypnete stiskem oranžového tlačítka na pravé straně přístroje, tlačítko podržte asi 1 sekundu. Po zapnutí lupa naběhne v barevném fotorežimu.

#### Zvětšování

Otáčením kolečka na přední straně pod obrazovkou zmenšujete a zvětšujete. Po uvolnění se kolečko vrátí do středové polohy. Při čtení s lupou na výklopném stojánku můžete takto nastavit zvětšení 5x, 8x a 11x. Jestliže lupu zvednete nad předlohu, můžete zvětšení snížit až na 2x.

#### Volba režimu čtení (prohlížení)

Stisky kolečka na přední straně lupy cyklicky přepínáte pět režimů prohlížení:

- **Negativ:** pro čtení bílého textu na černém pozadí ve zvýšeném kontrastu
- **Pozitiv:** pro čtení černého textu na bílém pozadí ve zvýšeném kontrastu
- **Fotorežim:** prohlížení obrázků v plné barevné škále
- **Žlutá na černé:** pro čtení žlutého textu na černém pozadí ve zvýšeném kontrastu
- **Žlutá na modré:** pro čtení žlutého textu na modrém pozadí ve zvýšeném kontrastu

Podržíte-li kolečko režimů asi 1 sekundu, vypnete osvětlení předmětu pod kamerou.

Osvětlení lze vypnout nebo zapnout v každém výše uvedeném režimu prohlížení.

Vypnuté osvětlení usnadňuje čtení lesklých předloh nebo svítících obrazovek.

Opětovným podržením stisknutého kolečka po dobu 1 sekundy osvětlení zase zapnete nebo je také zapnete volbou jiného režimu prohlížení krátkým stiskem kolečka.

## Momentka

Stiskem spouště dočasně pořídíte snímek vzdálenějšího textu nebo obrázku.

- Podržte lupu před nebo nad textem či obrázkem.
- Stiskněte spoušť na zadní straně za obrazovkou
- Dejte si zmrazený obrázek před oči tak, abyste si jej mohli dobře prohlédnout
- Nastavte si vhodné zvětšení a vhodný režim prohlížení
- Opakovaným stiskem spouště se pak zase vrátíte do živého režimu zobrazování




## Psaní

Lupa Compact<sup>mini</sup> je velmi lehká, takže ji snadno podržíte nad předlohou a můžete psát.

## Čtení na výklopném stojánku

Lupa je navržena pro čtení na výklopném stojánku. Stojánek vytáhněte v místě označeném šipkou. **Pozor: Nevytahujte jej za drátěné nožičky, nýbrž nehtem nadzvedněte plastové křídélko uprostřed a pak stojánek vyklopte!**



Zde vytáhněte stojánek



## **4. Napájení**

### **Dobíjení**

Připojte dodávaný síťový adaptér do konektoru DC IN 5V jack na pravé straně lupy. Zapojte adaptér do síťové zásuvky. Při dobíjení baterií permanentně svítí oranžová LED dioda vedle konektoru adaptéru. Když jsou baterie nabité, kontrolka zhasne. Když LED kontrolka bliká, signalizuje nějaký problém při dobíjení. V takovém případě adaptér odpojte a zkuste připojit znovu.

Úplné nabíjení lupy trvá asi tři a půl hodiny. S plně nabitou lupou můžete souvisle pracovat také asi tři a půl hodiny. Používejte jenom adaptér dodávaný s lupou, použití jiného adaptéru není bezpečné.

### **Funkce automatického vypnutí**

Tato funkce automaticky vypne lupu Compact<sup>mini</sup>, pokud s lupou 4 minuty nepracujete. Stisknutím oranžového tlačítka na pravé straně lupy zase zapnete.

## ***Dodatek A: Bezpečnostní pokyny***

- Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu, riskujete vznícení.
- Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části, ztratili byste záruku. Opravu svěřte pověřenému servisu.
- Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin.
- Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou utěrkou a pouze zevně – čisticími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit.
- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě.
- Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných elektrických zařízení.
- Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud při práci s lupou nebudete dodržovat pokyny této příručky, můžete přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu.

**Varování:** Nepoužívejte jiné příslušenství, adaptér ani propojovací kabely než výrobcem dodávané.

***Dodatek B: Technické údaje***

Zvětšení	2x až 11 x
Režimy prohlížení	Kontrastní negativ, pozitiv, žlutá na modré a žlutá na černé; barevný fotorežim
Zaostřování	Automatické
Obrazovka	3,5" (9 cm) TFT; rozlišení 320 x 240
Napájení	SMPS 110-230 V, 50-60 Hz / ss 5V, 2A
Baterie	Provozní doba 3,5 hod.; úplné dobíjení 3,5 hod. Dobíjitelné Li-ion 3,7 V 1200 mAh
Hmotnost	134 g (bez adaptéru)
Provozní podmínky:	
Relativní vlhkost	< 70 %, bez kondenzace
Teplota	0 až 40° C
Skladovací a přepravní podmínky:	
Relativní vlhkost	< 95 %, bez kondenzace
Teplota	-10 až +40° C

**Pozn.:** Obrazovka TFT má toleranci vady 1 světlý bod (červený, zelený nebo modrý) nebo až 3 tmavé body. Celkem na obrazovce mohou být vadné nejvýše 3 body – světlé a tmavé dohromady. Při větším počtu vadných bodů je obrazovka považována za vadnou.

## ***Dodatek C: Prohlášení o shodě***

### **RoHS**

Tento výrobek splňuje direktivu 2002/95/EC EP ze dne 27.1. 2003 - omezené používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) v platném znění.

### **Značka shody CE a FCC**

Výrobek nese značku shody CE a FCC, splňuje direktivu R&TTE (99/5/EC), direktivu EMC (89/336/EEC) a direktivu pro nízkonapěťová zařízení (73/23/EEC) vydané ES. V důsledku toho pak výrobek splňuje tyto mezinárodní normy:

IEC 60950-1 2004;

IEC 55022

IEC 55024 (IEC61000-4-2 excluded)



### FCC

FCC part 15 Class B

### **Varování**

Použití příslušenství a kabelů jiných než dodaných výrobcem může vést k většímu vyzařování nebo snížené ochraně přístroje.

## ***Záruční podmínky***

Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka se vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, chybné montáže či opracováním. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo z jiného důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje výrobce ručebního závazku za záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel, dopravní náklady vzniklé při opravě hradí uživatel.

Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Záruční opravu uplatňuje uživatel v místě nákupu nebo v určeném servisu na základě vyplněného a potvrzeného záručního listu.

**Pozor:** Baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich životnost závisí na druhu baterií, způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie.

***Kontakt*****Autorizovaný distributor a určený servis:**

Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

Tel.: 241763416, 241774675; Fax: 241774673

E-mail: info@spektra.eu, www.spektra.eu

**Výrobce Optelec:**

Optelec, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht, Nizozemsko

Tel.: +31 (0)88 678 3444

www.optelec.com

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)).

**Pozor:** Nepoužitelné baterie vyhazujte na místo určené k jejich likvidaci.

Výrobní číslo přístroje:

