



Quha Zono - ovládání počítače pohybem hlavy

Quha Zono je alternativní počítačová myš, která umožňuje ovládat počítač pohybem hlavy.

- Ovládání PC drobným pohybem hlavy.
- Bezdrátové připojení.
- Nízká hmotnost.
- Lze přichytit k brýlím nebo nasadit jako čelenku.

Ovládání počítače pohybem hlavy

Quha Zono je určeno pro osoby s poruchou jemné motoriky, které nemohou ovládat klasickou myš. Uživatel získá plný přístup k počítači prostřednictvím drobných pohybů hlavy.

Zařízení lze ihned začít používat

Quha Zono lze začít okamžitě používat. Po vyjmutí z krabice se jen zasune do počítače a zapne. Zařízení je kompatibilní se všemi stolními počítači a některými tablety a smartphony, např. Apple iOS (iPhone, iPad), Android 4+ (s USB/micro USB).

Předpokládaná dovednost

Uživatel musí být schopen koordinovaně pohybovat hlavou.

Technické údaje

- Bezdrátové připojení na frekvenci 2.45 GHz do vzdálenosti 10 m
- Baterie: Li-Po (Litium-polymer) 240 mAh (provoz 30 hod.)
- USB přijímač: USB 2.0 HID
- Rozměry: 5,9 x 3,3 x 1,5 cm
- Hmotnost: 23 g
- Podporované OS: Windows, Android 4+ (standardní HID rozhraní)
- Nelze použít k ovládání zařízení iPhone a iPad.
- Záruka 2 roky